

relax your life

vårt koncept för ditt vardagsrum



Driftinstruktioner - HT 125

1. **Width** - Välj hur brett massagearmarna ska massera
2. **Roll partial** - Tryck två gånger för att få rolling mellan två punkter
3. **Roll full** - Känns som en massörs varsamma händer som mjukt drar längs din ryggrad
4. **Percussion** - Känns som två händer bearbetar din rygg med lätta slag
5. **Compression** - Stryker och pressar musklerna kring ryggraden
6. **Kneading** - Efterliknar tummar som mjukt cirkulerar på båda sidor av ryggraden
7. **Knead + percussion** - Se ovan
8. **Manual position** - Styr massagearmarna till önskad position
9. **Stretch** - Program som försiktigt stretchar ut din rygg
10. **Calf + foot** - Sätt på fot/vadmassage
11. **Joystick** - Ställ in önskad lutning på ryggstöd och vadmassage
12. **Restore** - Återställ stolen till startläge
13. **Stop/park** - Stoppa massagearmarna
14. **Length** - Ställ in massageytan beroende på hur lång du är
15. **Upper** - Ett 15 minuter långt förinställt program för övre delen av ryggen
16. **Full** - Ett 15 minuter långt förinställt program för hela ryggen
17. **Lower** - Ett 15 minuter långt förinställt program för nedre delen av ryggen

